

PIPETBOY *acu*



轻便、多彩、随时待命

PIPETBOY *acu*

电动移液器 精确型

轻便、多彩、随时待命



经典型



颜色标示

您可以选择自己最喜欢的颜色作为您的专用移液器

PIPETBOY *acu* 精确型让您的实验室丰富多彩起来！工作起来轻松愉悦并避免交叉混用。

您可以指定每种颜色移液器的特定用途。比如专门用于特殊细胞系、病毒和废弃液体的常规移液操作。



多功能性

PIPETBOY *acu* 精确型适用于市场上所有的常规血清移液管。

该移液器安装的硅胶管提供了一个安全可靠的接合力，灵活、耐用并可高温高压灭菌。



精确移液

结合速度控制，移液按键能够保证精确、舒适的移液。



电源指示灯

一旦电池需要充电，指示灯立即亮起提示充电。



绿色



红色



蓝色



透明



紫色



轻如羽毛

PIPETBOY acu 精确

型轻如羽毛、符合人体工
程学设计、操作轻便



移液速度可变

通过不断的拨
动滑轮来控制移液
速度



随时待命

不再需要漫长等待充电过程，
您可以边充电边进行操作。

整合在电动移液器内部高性能
的、环保的镍氢电池可以保证移液
器能够长期使用，电池不会有任何
记忆影响。



最大程度的安全

可更换的无菌滤器可以
有效保护移液器免受液体污
染或腐蚀受损。如果您移液
特殊液体，全套的吸液头、
吸液头内部的硅胶管都可以
进行高压灭菌而无菌过滤器
可进行更换。如此的方便、
安全。

PIPETBOY *acu*

订购信息

描述	单位	订购号
PIPETBOY 精确型 (经典款) 包括壁挂件、电源适配器 无菌过滤器 9-V 镍氢电池	1	155 000
PIPETBOY 精确型 (绿色款), 全套部件同上	1	155 015
PIPETBOY 精确型 (红色款), 全套部件同上	1	155 016
PIPETBOY 精确型 (蓝色款), 全套部件同上	1	155 017
PIPETBOY 精确型 (透明款), 全套部件同上	1	155 018
PIPETBOY 精确型 (紫色款), 全套部件同上	1	155 019

配件订购信息


序号	描述	单位	订购号
1	PIPETBOY 精确型 (经典款) 电池室盖	1	155 203
	PIPETBOY 精确型 (绿色款) 电池室盖	1	155 160
	PIPETBOY 精确型 (红色款) 电池室盖	1	155 161
	PIPETBOY 精确型 (蓝色款) 电池室盖	1	155 162
	PIPETBOY 精确型 (红色款) 电池室盖	1	155 163
	PIPETBOY 精确型 (紫色款) 电池室盖	1	155 164
2	O型圈	1	153 164
3	吸液头 (包括O型圈) -灰色	1	155 060
	PIPETBOY 精确型 绿色、蓝色、红色、紫色专配 吸液头 (包括O型圈) -灰色	1	155 230
4	连接过滤器橡皮圈	1	153 225
	无菌过滤器 (孔径0.45 μm)	1	153 015
5	非无菌过滤器 (孔径 0.45 μm)	1	153 016
	连接移液管的硅胶管	1	151 020
7	全套吸液头	1	155 025
	PIPETBOY acu 精确型 经典款和透明款专配 全套吸液头	1	155 070
	PIPETBOY acu 精确型 绿色、蓝色、红色、紫色专配		
	PIPETBOY acu 精确型 绿色、蓝色、红色、紫色专配		
8	镍氢电池 9V	1	153 005
	独立的快速充电器, 可充两节9V充电电池 (订货包括一节充电电池)	1	153 010
	电源适配器:		
	欧盟标准, 230 VAC 中国适用	1	153 210
	美国标准, 120 VAC	1	153 211
英国标准, 240 VAC	1	153 214	
澳洲标准, 240 VAC	1	153 216	
壁挂件		1	155 521

技术参数

尺寸 (长×宽×高):	精确型电动移液器	125 × 130 × 35 mm
	电源适配器:	75 × 45 × 45 mm
重量:	精确型电动移液器	220 g
	电源适配器:	200 g
电池:	1 节9 V 镍氢电池	170 mAh
操作条件:	5 - 40 °C, 最大湿度	80% RH



PIPETBOY *acu* 零配件可以进行随即更换, 更换起来非常迅速、方便, 保证电动移液器能够立刻的投入到使用当中。下图所示的备件都可以进行单独订购。



INTEGRA Biosciences AG
 CH-7000 Chur, Switzerland
 Phone: +41 81 286 95 30
 Fax: +41 81 286 95 33
 E-mail: info@integra-biosciences.com
 www.integra-biosciences.com